



DUO

Compressor DK50 PLUS with one suction
Compresseur DK50 PLUS avec une unité d'aspiration
Compresores DK50 PLUS con una succión



DUO 2V

Compressor DK50 2V with one suction
Compresseur DK50 2V avec une unité d'aspiration
Compresores DK50 2V con una succión



DUO 2

Compressor DK50 2V with two suctions
Compresseur DK50 2V avec deux unités d'aspiration
Compresores DK50 2V con dos succiones



- Universal solution for all types of dental units (with or without 24VC).
- Solution universelle pour tous les types d'unité dentaire (avec ou sans 24VC).
- Solución universal para todo tipo de unidades dentales (con o sin 24VC).

Accessories/ Accessoires/ Accesorios: **BOX** **MD** **KJF** **FS** **REG** **AOK** **DS**

	DUO	DUO/ M	DUO 2V	DUO 2V/ M	DUO 2	DUO 2/ M
*	1	1	1 - 2	1 - 2	2	2
DRYER	-	✓	-	✓	-	✓
BOX	✓	✓	✓	✓	✓	✓
(5-7bar)	75 l.min ⁻¹ / 5bar (50Hz) 85 l.min ⁻¹ / 5bar (60Hz)	58 l.min ⁻¹ / 5bar (50Hz) 68 l.min ⁻¹ / 5bar (60Hz)	140 l.min ⁻¹ / 5bar	108 l.min ⁻¹ / 5bar	140 l.min ⁻¹ / 5bar	108 l.min ⁻¹ / 5bar
(6-8bar)	70 l.min ⁻¹ / 6bar (50Hz) 80 l.min ⁻¹ / 6bar (60Hz)	60 l.min ⁻¹ / 6bar (50Hz) 70 l.min ⁻¹ / 6bar (60Hz)	135 l.min ⁻¹ / 6bar	104 l.min ⁻¹ / 6bar	135 l.min ⁻¹ / 6bar	104 l.min ⁻¹ / 6bar
(max)	1100 l.min ⁻¹	1100 l.min ⁻¹	1100 l.min ⁻¹	1100 l.min ⁻¹	2 x 1100 l.min ⁻¹	2 x 1100 l.min ⁻¹
S1-S3	S1 - 100%	S1 - 100%	S1 - 100%	S1 - 100%	S1 - 100%	S1 - 100%
	≤ 47 dB(A) (50Hz) ≤ 50 dB(A) (60Hz)	≤ 47 dB(A) (50Hz) ≤ 50 dB(A) (60Hz)	≤ 51,5 dB(A)	≤ 55 dB(A)	≤ 51,5 dB(A)	≤ 55 dB(A)

* Number of dental units is subject to regional requirements.

* Le nombre d'unités dentaires dépend des exigences régionales.

* El número de unidades dentales está sujeto a los requisitos regionales.