



DK50 simple

For one dental unit
Pour une unité dentaire
Para una unidad dental



- mobile soundproofing box
- boîtier insonorisant mobile
- con caja insonorizada móvil

	DK50 simple
	1
	-
	✓
	50 l.min ⁻¹ / 5bar
S1-S3	S1 - 100%
	≤ 53 dB(A)

* Number of dental units is subject to regional requirements.
* Le nombre d'unités dentaires dépend des exigences régionales.
* El número de unidades dentales está sujeto a los requisitos regionales.

DK50-10

For one dental unit
Pour une unité dentaire
Para una unidad dental



Accessories/ Accessoires/ Accesorios: **BOX** **MD** **KJF** **FS** **REG** **AOK**

	DK50-10 Z	DK50-10 Z/M	DK50-10 S	DK50-10 S/M
	1	1	1	1
	-	✓	-	✓
	-	-	✓	✓
	75 l.min ⁻¹ / 5bar (50Hz) 85 l.min ⁻¹ / 5bar (60Hz)	58 l.min ⁻¹ / 5bar (50Hz) 68 l.min ⁻¹ / 5bar (60Hz)	75 l.min ⁻¹ / 5bar (50Hz) 85 l.min ⁻¹ / 5bar (60Hz)	58 l.min ⁻¹ / 5bar (50Hz) 68 l.min ⁻¹ / 5bar (60Hz)
	70 l.min ⁻¹ / 6bar (50Hz) 80 l.min ⁻¹ / 6bar (60Hz)	60 l.min ⁻¹ / 6bar (50Hz) 70 l.min ⁻¹ / 6bar (60Hz)	70 l.min ⁻¹ / 6bar (50Hz) 80 l.min ⁻¹ / 6bar (60Hz)	60 l.min ⁻¹ / 6bar (50Hz) 70 l.min ⁻¹ / 6bar (60Hz)
	60 l.min ⁻¹ / 8bar (50Hz) 70 l.min ⁻¹ / 8bar (60Hz)	50 l.min ⁻¹ / 8bar (50Hz) 60 l.min ⁻¹ / 8bar (60Hz)	60 l.min ⁻¹ / 8bar (50Hz) 70 l.min ⁻¹ / 8bar (60Hz)	50 l.min ⁻¹ / 8bar (50Hz) 60 l.min ⁻¹ / 8bar (60Hz)
S1-S3	S1 - 100%	S1 - 100%	S1 - 100%	S1 - 100%
	≤ 64 dB(A)	≤ 65 dB(A)	≤ 46 dB(A)	≤ 49 dB(A)

* Number of dental units is subject to regional requirements.
* Le nombre d'unités dentaires dépend des exigences régionales.
* El número de unidades dentales está sujeto a los requisitos regionales.